



Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Deze afname-instructie is afgeleid van de NHG-praktijkhandleiding.

Vorbereiding

Voor het aanvragen van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker gebruikt u het digitale laboratoriumformulier. Dit formulier is voor alle huisartsenpraktijken toegankelijk via ZorgDomein en VIPLive. Indien u deze materialen gebruikt voor indicatieve uitstrijkjes, moet u de papieren oranje labformulieren gebruiken.


Afname

1 Zet alles klaar voor de procedure begint.


2 Plak de eerste barcodesticker van de uitnodigingsbrief horizontaal over het etiket op het potje. Indien gebruik van het papieren aanvraagformulier: Plak de tweede barcodesticker van de uitnodigingsbrief rechtsboven op het laboratoriumformulier.




3 Breng het speculum in.




4 Open het speculum en breng de portio in beeld. Zet het speculum vast.




5 Verwijder overtollig slijm met een wattenstok.



6 Zorg ervoor dat de witte borstelharen in de portio komen, zodat er cellen aan de binnen- en buitenkant worden afgenomen. Draai de Rovers® Cervex-Brush® vijf keer met de klok mee in de portio.



7 Plaats de Rovers® Cervex-Brush® in het potje en stamp deze tien keer uit op de bodem. Let op: laat de Rovers® Cervex-Brush® niet achter in het potje.



8 Draai het dopje erop tot de zwarte markeringslijn op het dopje en de zwarte markeringslijn op het potje gelijk staan. Let op: draai het dopje niet te hard aan.



Verzendklaar maken en verzenden

9 Controleer of het papieren of digitale laboratoriumformulier volledig is ingevuld. Bij gebruik van het digitaal formulier vindt verzending van het formulier digitaal plaats vanuit het systeem. Controleer of het formulier is verzonden.

10 Potje voor verzending klaarzetten. Bij gebruik van een papieren laboratoriumformulier dient deze altijd te worden samengevoegd bij het potje.

11 Heeft u geen materiaal voor de koerier? Meld de koerier dan minimaal 24 uur van tevoren af op de website van de koeriersdienst AMP (voorheen 2MC).




Clinical Diagnostics
Nederland

Kesslerpark 1 | 2288 GS Rijswijk | +31 (0)88 235 02 35

www.clinicaldiagnostics.nl

Afnameset

BVO Baarmoederhalskanker
& Cervixcytologie



REF F-2682